


Titrierbüretten nach Pellet Klasse DIN AS,
ohne Zwischenhahn, Duran, BRAUNGLAS,
Hauptpunkte Ringteilung *colordur* weiß,
ohne Flasche


Titration Burettes Pellet Class DIN AS, with-
out stopcock between burette and bottle,
Duran-AMBER GLASS, main points ring
graduation *colordur* white, without bottle




	Klasse DIN AS	Duran, BRAUNGLAS NS-Glashahn	Duran, BRAUNGLAS NS-PTFE Hahn	Duran, BRAUNGLAS PTFE- Spindelhahn
	Class DIN AS	Duran, AMBER NS-glass stopcock	Duran, AMBER NS-PTFE stopcock	Duran, AMBER PTFE-spindle valve
Größe Size	Toleranz Tolerance	Best.-Nr.: Ord.-No.:	Best.-Nr.: Ord.-No.:	Best.-Nr.: Ord.-No.:
10 ml : 1/50	± 0,02 ml	0.555.01	0.555.11	0.555.21
10 ml : 1/20	± 0,02 ml	.02	.12	.22
25 ml : 1/20	± 0,05 ml	.03	.13	.23
50 ml : 1/10	± 0,10 ml	.05	.15	.25
100 ml : 1/5	± 0,20 ml	.06	.16	.26

Titrierbüretten nach Pellet Klasse DIN AS,
mit Zwischenhahn, Duran, BRAUNGLAS,
Hauptpunkte Ringteilung *colordur* weiß,
ohne Flasche

Titration Burettes Pellet Class DIN AS,
without stopcock between burette and bottle,
Duran-AMBER GLASS, main points ring
graduation *colordur* blue, without bottle



	Klasse DIN AS	Duran, BRAUNGLAS NS-Glashahn	Duran, BRAUNGLAS NS-PTFE Hahn	Duran, BRAUNGLAS PTFE- Spindelhahn
	Class DIN AS	Duran, AMBER NS-glass stopcock	Duran, AMBER NS-PTFE stopcock	Duran, AMBER PTFE-spindle valve
Größe Size	Toleranz Tolerance	Best.-Nr.: Ord.-No.:	Best.-Nr.: Ord.-No.:	Best.-Nr.: Ord.-No.:
10 ml : 1/50	± 0,02 ml	0.574.01	0.574.11	0.574.21
10 ml : 1/20	± 0,02 ml	.02	.12	.22
25 ml : 1/20	± 0,05 ml	.03	.13	.23
50 ml : 1/10	± 0,10 ml	.05	.15	.25
100 ml : 1/5	± 0,20 ml	.06	.16	.26



Zubehör für GLASFIRN Titrierbüretten
nach Pellet

Best.-Nr.:	
0.560.10	Bürettenflasche Klarglas 1 L NS 29
.20	Bürettenflasche Klarglas 2 L NS 29
0.562.10	Bürettenflasche Braunglas 1 L NS 29
.20	Bürettenflasche Braunglas 2 L NS 29
0.564.10	Gummidruckball

Accessories to GLASFIRN Titration
Burettes Pellet

Ord.-No.:	
0.560.10	Reservoir Flasks clear 1 L NS 29
.20	Reservoir Flasks clear 2 L NS 29
0.562.10	Reservoir Flasks amber 1 L NS 29
.20	Reservoir Flasks amber 2 L NS 29
0.564.10	Rubber bulb