

1 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
8 ml
9 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml

0.541,50
.52
.54
.55
.56
.57
.59
.60
.61
.62
.63
.64

Größe
Size

Best.-Nr.:
Ord.-No.:

Volumetric Pipettes with piston, acc. to
Class DIN AS, equipped with Volumetric
Pipettes Cat.-No. 0.531, with 1 mark

Vollpipetten mit Saugkolben nach Klasse
DIN AS, ausgestattet mit Vollpipetten wie
Katalog Nr. 0.531 - mit 1 Marke



0.5 ml
1 ml
1.5 ml
2 ml
2.5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
8 ml
9 ml
10 ml
12 ml
12.5 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
200 ml

± 0.005
± 0.007
± 0.010
± 0.010
± 0.010
± 0.015
± 0.015
± 0.015
± 0.020
± 0.020
± 0.020
± 0.020
± 0.020
± 0.020
± 0.030
± 0.030
± 0.030
± 0.030
± 0.050
± 0.050
± 0.080
± 0.100

0.531,01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.09
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

0.532,50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72

Größe
Size

Klasse
DIN AS
Class
DIN AS
Toleranz
Tolerance

mit
1 Marke
with
1 mark
Best.-Nr.:
Ord.-No.:

mit
2 Marken
with
2 marks
Best.-Nr.:
Ord.-No.:

Volumetric pipettes Class DIN AS, with
1 mark or with 2 marks, graduations
and inscriptions **colordur** blue, with
Color-Code

Vollpipetten Klasse DIN AS, mit 1 Marke
oder mit 2 Marken, Graduierung und Ring-
Marke **colordur** blau, mit Color-Code

