


Vollpipetten Klasse DIN B, mit 1 Marke oder mit 2 Marken, Graduierung und Ringmarke in brauner Silberdiffusionsfarbe Simplex mit Color-Code

Volumetric pipettes Class DIN B, with 1 mark or with 2 marks, graduations and inscriptions in Simplex amber stain, with Color-Code



	Klasse DIN B	mit 1 Marke	mit 2 Marken
	Class DIN B	with 1 mark	with 2 marks
Größe Size	Toleranz Tolerance	Best.-Nr.: Ord.-No.:	Best.-Nr.: Ord.-No.:
0.5 ml	± 0.010	0.530.01	0.530.50
1 ml	± 0.015	.02	.51
1.5 ml	± 0.020	.03	.52
2 ml	± 0.020	.04	.53
2.5 ml	± 0.020	.05	.54
3 ml	± 0.030	.06	.55
4 ml	± 0.030	.07	.56
5 ml	± 0.030	.08	.57
6 ml	± 0.030	.09	.58
7 ml	± 0.030	.10	.59
8 ml	± 0.040	.11	.60
9 ml	± 0.040	.12	.61
10 ml	± 0.040	.13	.62
12 ml	± 0.040	.14	.63
12.5 ml	± 0.040	.15	.64
15 ml	± 0.060	.16	.65
20 ml	± 0.060	.17	.66
25 ml	± 0.060	.18	.67
30 ml	± 0.060	.19	.68
40 ml	± 0.100	.20	.69
50 ml	± 0.100	.21	.70
100 ml	± 0.160	.22	.71
200 ml	± 0.200	.23	.72

Vollpipetten mit Saugkolben nach Klasse DIN B, ausgestattet mit Vollpipetten wie Katalog Nr. 0.530 - mit 1 Marke

Volumetric Pipettes with piston, acc. to Class DIN B, equipped with Volumetric Pipettes Cat.-No. 0.530, with 1 mark



Größe Size	Best.-Nr.: Ord.-No.:
1 ml	0.541.01
2 ml	.03
3 ml	.05
4 ml	.06
5 ml	.07
6 ml	.08
8 ml	.10
9 ml	.11
10 ml	.12
15 ml	.13
20 ml	.14
25 ml	.15