



Messpipetten Klasse DIN AS, säure- und laugenfeste Graduierung **colordur** blau, mit Color-Code, Größen ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfansatz

Measuring pipettes Class DIN AS, acid and alkali resistant graduation **colordur** blue, with Color-Code, sizes from 5 ml upward with cotton plugging mouth piece

	Klasse DIN AS	Teilung bis zur Spitze	eingesetzte Teilung	Wattestopf Teilung bis zur Spitze	Wattestopf eingesetzte Teilung
	Class DIN AS	Graduated to tip	not gradu- ated to tip	cotton plug. mouth piece graduated to tip	cotton plug. mouth piece not gradu- ated to tip
Größe Size	Toleranz Tolerance	Best.-Nr.: Ord.-No.:	Best.-Nr.: Ord.-No.:	Best.-Nr.: Ord.-No.:	Best.-Nr.: Ord.-No.:
0.1 ml : 1/1000	± 0.001	0.519.01	0.521.01	0.519.50	0.521.50
0.1 ml : 1/100	± 0.001	.02	.02	.51	.51
0.2 ml : 1/1000	± 0.002	.03	.03	.52	.52
0.2 ml : 1/500	± 0.002	.04	.04	.53	.53
0.2 ml : 1/100	± 0.002	.05	.05	.54	.54
0.5 ml : 1/200	± 0.005	.06	.06	.55	.55
0.5 ml : 1/100	± 0.005	.07	.07	.56	.56
1 ml : 1/100	± 0.006	.08	.08	.57	.57
1 ml : 1/10	± 0.006	.09	.09	.58	.58
2 ml : 1/100	± 0.010	.10	.10	.59	.59
2 ml : 1/50	± 0.010	.11	.11	.60	.60
2 ml : 1/10	± 0.010	.12	.12	.61	.61
5 ml : 1/20	± 0.030	.13	.13		
5 ml : 1/10	± 0.030	.14	.14		
10 ml : 1/20	± 0.050	.15	.15		
10 ml : 1/10	± 0.050	.16	.16		
20 ml : 1/10	± 0.100	.17	.17		
25 ml : 1/10	± 0.100	.18	.18		
50 ml : 1/5	± 0.200	.19	.19		



Messpipetten Klasse DIN AS, säure- und laugenfeste Graduierung **colordur** blau, mit Color-Code, mit langem Saugrohr

Measuring pipettes Class DIN AS, acid and alkali resistant graduation **colordur** blue with Color-Code, with suction tube

	Klasse DIN AS	Teilung bis zur Spitze	eingesetzte Teilung
	Class DIN AS	Graduated to tip	not gradu- ated to tip
Größe Size	Toleranz Tolerance	Best.-Nr.: Ord.-No.:	Best.-Nr.: Ord.-No.:
5 ml : 1/20	± 0.030	0.526.01	0.527.01
5 ml : 1/10	± 0.030	.02	.02
10 ml : 1/20	± 0.050	.03	.03
10 ml : 1/10	± 0.500	.04	.04
20 ml : 1/10	± 0.100	.05	.05
25 ml : 1/10	± 0.100	.06	.06
50 ml : 1/5	± 0.200	.07	.07