


Messpipetten Klasse DIN B, Graduierung in brauner Silberdiffusionsfarbe Simplex mit Color-Code, mit langem Saugrohr

Messuring pipettes Class DIN B, amber stain graduation Simplex, with Color-Code, with suction tube

Größe	Toleranz	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Größe
Klasse	Class	to tip	not gradu-	
DIN B	DIN B	zur Spitze	ated to tip	
Teilung bis	Teilung			
eingesetzte				
0.524.01	0.050	0.02	0.02	5 ml : 1/20
0.050	± 0.050	0.03	0.03	5 ml : 1/10
0.100	± 0.100	0.04	0.04	10 ml : 1/20
0.200	± 0.200	0.05	0.05	10 ml : 1/10
0.400	± 0.400	0.06	0.06	20 ml : 1/10
		0.07	0.07	25 ml : 1/10
				50 ml : 1/5



Messpipetten Klasse DIN B, Graduierung in brauner Silberdiffusionsfarbe Simplex mit Color-Code, Größen ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfansatz

Messuring pipettes Class DIN B, amber stain graduation Simplex, with Color-Code, sizes from 5 ml upward with cotton plugging mouth piece

Größe	Toleranz	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Größe
Klasse	Class	to tip	not gradu-	mouth piece	not gradu-	
DIN B	DIN B	zur Spitze	ated to tip	to tip	ated to tip	
Teilung bis	Teilung			zur Spitze		
eingesetzte				Wattestopf		
0.517.01	0.002	0.02	0.02	0.51	0.518.50	0.1 ml : 1/1000
0.002	± 0.002	0.03	0.03	0.52		0.1 ml : 1/100
0.004	± 0.004	0.04	0.04	0.53		0.2 ml : 1/500
0.004	± 0.004	0.05	0.05	0.54		0.2 ml : 1/100
0.010	± 0.010	0.06	0.06	0.55		0.5 ml : 1/200
0.010	± 0.010	0.07	0.07	0.56		0.5 ml : 1/100
0.010	± 0.010	0.08	0.08	0.57		1 ml : 1/100
0.010	± 0.010	0.09	0.09	0.58		1 ml : 1/10
0.020	± 0.020	0.10	0.10	0.59		2 ml : 1/100
0.020	± 0.020	0.11	0.11	0.60		2 ml : 1/50
0.020	± 0.020	0.12	0.12	0.61		5 ml : 1/10
0.050	± 0.050	0.13	0.13			5 ml : 1/20
0.100	± 0.100	0.14	0.14			10 ml : 1/20
0.100	± 0.100	0.15	0.15			10 ml : 1/10
0.200	± 0.200	0.16	0.16			20 ml : 1/10
0.200	± 0.200	0.17	0.17			25 ml : 1/10
0.400	± 0.400	0.18	0.18			50 ml : 1/5
		0.19	0.19			

