


Reagenzgläser aus Duran, Rand verstärkt
Graduierung **colordur** weiß

Test-Tubes, Duran, beaded rim,
graduation **colordur** white


Größe Size	Länge x Durchm. Length x dia mm	Duran, Klarglas
		Duran, clearglass
		Best.-Nr.: Ord.-No.:
10 ml : 0,1	130 x 15 mm	0.660.01
20 ml : 0,5	180 x 17 mm	.02
20 ml : 0,2	180 x 17 mm	.03
25 ml : 0,5	200 x 18 mm	.04
25 ml : 0,2	200 x 18 mm	.05



Reagenzgläser aus Duran, mit NS und NS
K-Stopfen, Graduierung **colordur** weiß

Test-Tubes, Duran, with NS and NS plastic
stopper, graduation **colordur** white

Größe Size	NS NS	Länge x Durchm. Length x dia mm	Duran, Klarglas
			Duran, clearglass
			Best.-Nr.: Ord.-No.:
5 ml : 0,1	NS 10	130 x 13 mm	0.661.01
10 ml : 0,1	NS 14	160 x 15 mm	.02
20 ml : 0,5	NS 14	180 x 17 mm	.03
20 ml : 0,2	NS 14	180 x 17 mm	.04
25 ml : 0,5	NS 14	200 x 18 mm	.05
25 ml : 0,2	NS 14	200 x 18 mm	.06



Zentrifugengläser aus AR-Glas, langkonisch
oder spitz, Graduierung **colordur** weiß

Centrifuge-Tubes, AR-glass, conical and
conical angel 30° graduation **colordur** white

Größe Size	Ausführung Type	Länge x Durchm. Length x dia mm	AR, Klarglas
			AR, clearglass
			Best.-Nr.: Ord.-No.:
10 ml : 0,1 Marke bei 15 ml	langkonisch conical	112 x 17 mm	0.662.00
10 ml : 0,1	spitzkonisch conical angel 30°	98 x 17 mm	0.663.00

